

メニワンM


多くの実績と信頼を得ている
親水性アクリル材を使用!

動物用
眼内レンズ




:: 製品特徴

- 1 | 光学部素材は
親水性軟性アクリル
- 2 | 紫外線吸収剤を配合
- 3 | 後発白内障の軽減が
期待されるエッジ加工
- 4 | 表裏が分かるように
カッティング (MD8、Fo-Xタイプ)



:: 仕様

〈例〉MD8-13の場合



全長: 13.0mm / 光学部径: 6.5mm / 度数: 41.0D
光学部・支持部素材: 親水性軟水アクリル

眼のサイズに合わせて複数のサイズからお選びいただけます。 ※詳細は裏面をご確認ください。

MD8シリーズ以外のタイプも取扱っております。

MC1シリーズ、MD8シリーズ、Fo-X-11は在庫がございます。

※のタイプは取り寄せになりますので納期に日数がかかります。納期及び価格につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。

適応動物	タイプ	度数	光学部径	全長	形状
 猫	MC1-12 MC1-13 MC1-14	+53.5D	7.0mm	12.0mm 13.0mm 14.0mm	MC1-13 の場合
	MD4-12※ MD4-13※ MD4-14※	+41.0D	7.0mm	12.0mm 13.0mm 14.0mm	MD4-13 の場合
	MD8-12 MD8-13 MD8-14	+41.0D	6.5mm	12.0mm 13.0mm 14.0mm	MD8-13 の場合
 犬	MD2※ (縫着用)	+39.0D	8.0mm	15.5mm	MD2 の場合
	Fo-X-10※ Fo-X-11 Fo-X-12※ Fo-X-13※ Fo-X-14※	+39.5D } +42.5D	5.4mm 6.0mm 7.0mm 7.0mm 7.0mm	10.0mm 11.0mm 12.0mm 13.0mm 14.0mm	Fo-X-13 の場合
	MR1※	+58.0D	7.0mm	13.0mm	MR1 の場合
	MR1※	+58.0D	7.0mm	13.0mm	MR1 の場合
 ウサギ	MR1※	+58.0D	7.0mm	13.0mm	MR1 の場合

◆馬用のMH9シリーズもございます。

お問い合わせはコチラ

☎052-325-3823

