

「まだ単眼鏡をお使いですか? /

コーワ社製最新モデルのスリットランプで フィールド 眼科診療を次の視野へ

Kowa

ポータブルスリットランプ

カメラ内蔵モデル

コーワ **SL-19 plus**


〔動物用〕

ワイヤレスで
画像を保存・管理

iPadにリアルタイムで画像を記録でき、
静止画保存も簡単!

なんとと言ってもコードレス!

※iPadはApple Inc.の商標です。



※撮影: どうぶつ眼科専門クリニック 院長 辻田裕規先生

※SL-19 plusのカラーはホワイトのみです。



視野の広さ・美しさ
洗練されたデザイン

- ▶ ガラス繊維強化樹脂で軽量化
- ▶ 新機能搭載
 - ・スリット光と併用できる背景照明
 - ・手元スイッチによる青照明
 - ・スリット長の連続可変(1.5~12mm)
- ▶ 省エネ設計で長時間駆動
- ▶ ワイヤレス充電(オプション)

カメラレスモデル

コーワ **SL-19**

〔動物用〕

選べる **5 color**



ホワイト グリーン ピンク アクアブルー ブラック

SL-19 plus、SL-19
デモ依頼受付中

販売名: コーワ SL-19 / 製造販売業者: 興和株式会社
「コーワ SL-19 plus」はカメラモデルの愛称です

